

Перчатки хирургические полиизопреновые Hartmann Peha-isoprene latexfree

ФСЗ 2007/00531

перчатки хирургические, полиизопрен, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар



PAUL HARTMANN AG, Германия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические полиизопреновые Hartmann Peha-isoprene latexfree - безлатексные неопудренные одноразовые хирургические перчатки из ультратонкого и мягкого синтетического полиизопрена. Внутреннее полимерное покрытие облегчает процесс надевания перчатки. Микротекстура поверхности обеспечивает оптимальное сцепление. Высокоэластичные, нескользящие и прочные на разрыв. Превосходно прилегают, обеспечивая высокую тактильную чувствительность. Анатомическая форма снижает утомляемость мышц кисти во время проведения операций. В соответствии со стандартом EN 455 являются изделием медицинского назначения. В соответствии со стандартом EN 374 могут использоваться в лабораториях, при работе с химикатами и дезинфицирующими средствами. Степень защиты соответствует AQL 0.65.