

Перчатки хирургические полиизопреновые INtouch IsoCare

РЗН 2016/4314

перчатки хирургические, полиизопрен, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар



Wear Safe Sdn. Bhd., Малайзия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Полиизопреновые хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch IsoCare. Сделаны из синтетического материала - полиизопрена и обладают характеристики в виде комфорта ношения, защиты и перчаток для профилактики аллергии на натуральный латекс. Подходят для потребителей которые имеют аллергию I типа на белки натурального латекса.