

Перчатки хирургические полиизопреновые INtouch IsoGreen

РЗН 2016/4314

перчатки хирургические, полиизопрен, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

Wear Safe Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	внутренняя перчатка
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические полиизопреновые INtouch IsoGreen.
Перчатки идеально подходят в качестве внутренней в системе двойных перчаток совместно с Intouch Isocare. Перчатки имеют специальную структуру и покрытие наружной поверхности благодаря чему при использовании системы двойных перчаток отсутствует проскальзывание слоев наружной и внутренней перчатки.