

Перчатки хирургические латексные АЗРИ ГОСТ 3-88

ФСР 2011/11532

перчатки хирургические, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, толщина в области
пальца 0.27 мм, размер 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9, в упаковке
25 пар



Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.27 мм
Длина	280 мм
Размеры	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские хирургические нестерильные , многократного применения, выдерживают 4 цикла обработки и стерилизации в среде водяного пара.

Перчатки резиновые медицинские изготовлены из высококачественного натурального латекса. Малоопудренные, с гладкой поверхностью, анатомической формы.

Перчатки нестерильные хирургические предназначены для защиты рук при выполнении хирургических операций и медицинских процедур.

Мягкая, эластичная, но прочная латексная пленка и анатомическая форма делают перчатку надежной и удобной в работе

Наличие венчика обеспечивает плотную фиксацию перчатки на руках медперсонала без сдавливания предплечья.

Специальная интенсивная технология отмывки перчатки обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов, снижает риск раздражения.

Количество в упаковке: 25 пар в коробке, 20 коробок в гофроящике.