

Перчатки смотровые латексные WRP DERMAGRIP Classic с повышенной тактильной чувствительностью

ФСЗ 2011/09081

перчатки смотровые, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью, нестерильные, неопудренные, в упаковке 50 пар

WRP Asia Pacific Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Смотровая неопудренная нестерильная перчатка WRP DERMAGRIP Classic из натурального латекса. На 30% толще стандартной смотровой перчатки, при этом обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Двойная хлоринация делает перчатку надежной и безопасной. Низкое содержание протеинов латекса (менее 50 мкг/г).

Количество в упаковке: 50 пар в упаковке, 500 пар в коробке.