

Перчатки хирургические латексные АЗРИ ПХ лс анатомической формы

ФСР 2011/11532

перчатки хирургические, латекс, классические, стерильные, опудренные, толщина в области пальца 0.27 мм, размер 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9, в упаковке 40 пар

Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.27 мм
Длина	280 мм
Размеры	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные, одноразовые.
Изготовлены из высококачественного натурального латекса.
Малоопудренные, с гладкой поверхностью, анатомической формы.
Перчатки резиновые предназначены для защиты рук при выполнении широкого круга хирургических операций и медицинских процедур.
Мягкая, эластичная, но прочная латексная пленка и анатомическая форма делают перчатку надежной и удобной в работе.
Наличие венчика обеспечивает плотную фиксацию перчатки на руках медперсонала без сдавливания предплечья.
Специальная интенсивная технология отмывки перчатки обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов, снижает риск раздражения.
Количество в упаковке: 1 пара в индивидуальной герметичной упаковке, 40 пар в коробке, 8 коробок в гофроящике.