

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical Ambulance PF повышенной прочности

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, повышенной прочности,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 шт.

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	300 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical Ambulance PF повышенной прочности - для служб скорой медицинской помощи, уборки помещений и хозяйственных нужд.

Особенности:

- неанатомическая форма (универсальные для обеих рук);
- текстурированная поверхность.
- перчатки содержат натуральный латекс, который может вызывать аллергическую реакцию, в том числе анафилактический шок.