

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical Texident
текстурированные неопудренные

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 100 шт.



Mercator Medical, Тайланд

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные.

Использованный материал: латекс натурального каучука (может вызвать аллергическую реакцию),

Внутреннее покрытие: полиуретан.

Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые.

Текстурированные, неопудренные.

Приемлемый уровень качества (AQL): 1,5. Соответствие ГОСТ Р 52239-2004.

Уникальная экономичная упаковка CUBE.

Z-укладка перчаток в коробке позволяет извлекать каждую последующую перчатку без контакта с другими перчатками или упаковкой.

Для стоматологических служб.

Размеры: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10).