

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical DermaGEL с внутренним безлатексным слоем

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 100 шт.

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические латексные текстурированные с внутренним безлатексным слоем DermaGEL.
Использованный материал: латекс натурального каучука (который может вызвать аллергическую реакцию).
Внутренний слой: полиуретан / бутадиен-акрилонитрильный каучук.
Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые.
Универсальные для обеих рук (неанатомическая форма).
Размеры: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10).
Приемлемый уровень качества (AQL): 1.5.
Соответствие ГОСТ Р 52239-2004.