

Перчатки хирургические латексные Vogt Medical опудренные текстурированные премиум

ФСЗ 2011/09743

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.13 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50



Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.13 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Vogt Medical опудренные текстурированные.
Типы: стандартные, премиум, с внутренним полимерным покрытием, гинекологические, ортопедические, двойные, особо прочные.