

Перчатки смотровые латексные Vogt Medical неопудренные гладкие

ФСЗ 2011/09747

перчатки смотровые, латекс, с длинной манжетой, нестерильные, неопудренные, толщина в области пальца 0.12 мм, размер XS / S / M / L / XL

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Толщина в области пальца	0.12 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Латексные смотровые перчатки Vogt Medical используются в клинической практике для защиты рук персонала, а также для лабораторных исследований, где существует высокий риск инфицирования. Широкий ассортимент этой продукции дает пользователю возможность выбрать перчатки, которые наиболее точно подойдут под его индивидуальные потребности.

Описание:

- высокая эластичность дает ощущение комфорта и продлевает время ношения перчаток;
- 100% натуральный латекс надежно защищает от большого числа агрессивных субстанций;
- текстурированная поверхность пальцев и ладони обеспечивает надежность в захвате;
- перчатки на обе руки, с манжетой (мин. 240 мм) с удобной окантовкой, легко надеваются и снимаются, надёжно фиксируются;
- в ассортименте имеются смотровые перчатки для работы в условиях повышенного риска;
- выпускаются опудренные и неопудренные.