

Перчатки смотровые латексные Vogt Medical непудренные текстурированные

ФСЗ 2011/09747

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, непудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.08 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 100 шт.

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	непудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.08 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Латексные смотровые перчатки Vogt Medical используются в клинической практике для защиты рук персонала, а также для лабораторных исследований, где существует высокий риск инфицирования.

Описание:

- высокая эластичность дает ощущение комфорта и продлевает время ношения перчаток;
- 100% натуральный латекс надежно защищает от большого числа агрессивных субстанций;
- текстурированная поверхность пальцев и ладони обеспечивает надежность в захвате;
- перчатки на обе руки, с манжетой (мин. 240 мм) с удобной окантовкой, легко надеваются и снимаются, надежно фиксируются.

Срок годности: 5 лет