

Перчатки смотровые латексные Vogt Medical опудренные
гладкие

ФСЗ 2011/09747

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, толщина в области
пальца 0.08 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке
100 шт.

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.08 мм
Длина	230 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Латексные смотровые перчатки Vogt Medical используются в клинической практике для защиты рук персонала, а также для лабораторных исследований, где существует высокий риск инфицирования.

Описание:

- высокая эластичность дает ощущение комфорта и продлевает время ношения перчаток;
- 100% натуральный латекс надежно защищает от большого числа агрессивных субстанций.

Срок годности: 5 лет