

Перчатки смотровые нитриловые Mercator Medical Nitrilex PF TXT
текстурированные

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 100 шт.

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Универсальные для обеих рук (неанатомическая форма). Текстурированная поверхность. Перчатки для одноразового применения. Длина – 240 мм. Производятся из синтетической резины и не содержат латекса, из-за этого являются альтернативой для людей с аллергией на латекс. Более устойчивы к проколам, чем латексные перчатки. Размеры – XS (5-6) / S (6-7) / M (7-8) / L (8-9) / XL (9-10).