

Перчатки рентгенозащитные Kiran Mittens

ФСЗ 2010/07865

перчатки, свинцовый эквивалент 0.25 / 0.35 / 0.5

Kiran Medical Systems, Индия



Характеристики

Вид	перчатки
Свинцовый эквивалент	0.25 / 0.35 / 0.5

Дополнительные характеристики

Перчатки рентгенозащитные Kiran Mittens позволяют работать голыми руками непосредственно в поле облучения благодаря защитной конструкции варежки и плотному ремню.

Свинцовый эквивалент:

- 0.25 мм Pb
- 0.35 мм Pb
- 0.50 мм Pb

Размер: L (длина 38 см)