

Перчатки смотровые латексные ALLIANCE двукратного хлорирования

РЗН 2017/5427

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.30 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар



HYCARE INTERNATIONAL CO. LTD., Тайланд

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.30 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные ALLIANCE двукратного хлорирования для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях.

Особенности:

- цвет: желтый;
- герметичность: AQL 1.5;
- срок годности: 3 года;
- количество в упаковке: транспортная коробка 250 пар = 10 упаковок по 25 пар.