

Перчатки смотровые латексные АЗРИ анатомические

ФСР 2008/03493

перчатки смотровые, латекс, повышенной прочности / с длинной манжетой, нестерильные, опудренные, толщина в области пальца 0.45 мм, размер 6 / 7 / 8 / 9, в упаковке 15 пар



Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.45 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 7 / 8 / 9
Количество в упаковке	15 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные АЗРИ анатомические.

Область применения: патологоанатомия, травматология, ортопедия, лаборатории.

Описание:

- многократного применения,выдерживают пятикратную дезинфекцию кипячением в дистиллированной воде.
- малоопудренные;
- с гладкой поверхностью;
- анатомической формы;
- мягкая, эластичная,но прочная латексная пленка и анатомическая форма делают перчатку надежной и удобной в работе;
- наличие венчика обеспечивает плотную фиксацию перчатки на руках медперсонала без сдавливания предплечья;
- специальная интенсивная технология отмывки перчатки обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов,снижает риск раздражения;
- гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.