

Перчатки смотровые латексные BENOVOY Latex High Risk

РЗН 2017/5747

перчатки смотровые, латекс, повышенной прочности,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 25 пар

BENOVOY company, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные BENOVOY из натурального латекса синего цвета.

Предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей, используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений.

Перчатки повышенной прочности отличаются увеличенной толщиной стенок, текстурированной поверхностью и повышенным сопротивлением к повреждению. Используются в условиях высокого инфекционного риска (риска заражения) во время процедур, при которых существует опасность механического повреждения перчаток, и требуется надежная защита рук.

Изготовлены из натурального каучукового латекса с текстурированной рабочей поверхностью, а внутренняя поверхность обработана с помощью однократного хлорирования. Текстурированная рабочая поверхность обеспечивает более лучшее удержание инструмента в руке. Форма перчатки - плоская, неанатомическая, без деления на правую и левую руку. Наличие валика, скрученного вовнутрь, препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе с пациентами.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.