

Перчатки смотровые латексные BENOVI Latex Powdered

ФСЗ 2012/12488

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

BENOVY company, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные BENOVI из натурального латекса гладкие опудренные натурального цвета предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей, используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений.

Изготовлены из натурального каучукового латекса с нетекстурированной, гладкой рабочей поверхностью. Они обеспечивают более высокую тактильную чувствительность. Форма перчатки - плоская, неанатомическая, без деления на правую и левую руку. Наличие валика, скрученного вовнутрь, препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе с пациентами. Внутреннее покрытие - кукурузный крахмал (USPPX1).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.