

Перчатки смотровые латексные BLOSSOM двойного хлорирования

ФСЗ 2009/05620

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

BLOSSOM, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные BLOSSOM используют для проведения процедур, которые не требуют особой точности и не предполагают травмирование кожи пациента. Легкость и эластичность материала обеспечивают комфортную эксплуатацию и препятствуют излишнему потоотделению.

Характеристики:

- материал: натуральный латекс, двукратного хлорирования,
- текстурированный по всей поверхности;
- цвет: желтый;
- максимальное облегание руки;
- манжета с валиком против скатывания перчатки;
- надежный захват медицинских инструментов;
- удобство работы в химически агрессивных средах;
- комфорт при работе с мелкими предметами.