

Перчатки смотровые латексные BLOSSOM неопудренные с PH 5.5

ФСЗ 2009/05620

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар



BLOSSOM, Малайзия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные BLOSSOM используют для проведения процедур, которые не требуют особой точности и не предполагают травмирование кожи пациента. Легкость и эластичность материала обеспечивают комфортную эксплуатацию и препятствуют излишнему потоотделению.

Характеристики:

- цвет: бирюзовый;
- защита кожных покровов;
- комфортная работа в течение всего рабочего дня;
- уникально низкая аллергенность типа I и IV;
- сохраняет физиологическую кислотность кожи pH 5.5;
- низкий уровень протеинов: не более 10 мкг/г на перчатку;
- надежный захват мед. инструментов.