


Перчатки смотровые латексные BLOSSOM с системой C.O.A.T.S.

ФСЗ 2009/05620

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер S / M / L / XL, в упаковке 100 шт

BLOSSOM, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Медицинские антиаллергенные латексные перчатки Blossom с системой коллоидных хлопьев C.O.A.T.S в составе внутреннего покрытия. В основе - активное вещество полисахарид β -глюкан, благодаря свойствам которого получается хорошо защищать кожу рук, сохранять ее естественную влажность, активизировать в ее клетках регенеративные процессы. Поверхностная микротекстура обеспечивает врачу крепкий захват медицинских инструментов во время работы. Востребованы перчатки в области эндоскопии, интенсивной терапии, стоматологии, лабораторных исследованиях, диагностике.

- Характеристики:**
- цвет: салатовый;
 - создается физический барьер между перчаткой и кожей;
 - в составе натуральный увлажнитель;
 - минимизирует прямое раздражение;
 - поглощает воду и соли;
 - восстановлению баланса pH кожи;
 - снижает уровень раздражения и покраснения;
 - снижает возникновение глубоких морщин и тонких морщинок.