

Перчатки смотровые латексные АСТ МЕДИНФО ZL170
опудренные

ФСР 2007/00456

перчатки смотровые, латекс, классические,
стерильные, опудренные, толщина в области пальца
0.23 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 1 пара

Жасмин Мед ООО, Россия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.23 мм
Длина	230 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	1 пара

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные МЕДИНФО ZL170 опудренные. Для выполнения малых операций, работ в амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования.

Характеристики:

- цвет: белый;
- поверхность: гладкие;
- манжета с валиком;
- форма перчатки: плоская (на обе руки);
- количество пудры: макс. 10 мг/дм кв;
- содержание протеинов: макс. 200 мг/дм кв.

Упаковка:

Внутри транспортных коробок дополнительные ребра жесткости из картона, что делает коробки более устойчивыми к деформациям. Каждая пара перчаток упакована в бумажный конверт. Фасовка по 420 пар в транспортной коробке, конверты 15*11 см, без дополнительной внутренней упаковки, без укладки в

полиэтиленовые пакеты.

Срок годности: 5 лет.