

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical ideal

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, размер XS / S / M / L / XL

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Размеры	XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные.

Описание

- использованный материал: латекс натурального каучука (может вызвать аллергическую реакцию);
- перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые, гладкие, опудренные;
- приемлемый уровень качества (AQL): 1.5;
- соответствие ГОСТ Р 52239-2004;
- уникальная экономичная упаковка CUBE;
- Z-укладка перчаток в коробке позволяет извлекать каждую последующую перчатку без контакта с другими перчатками или упаковкой.