

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical Santex

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Santex .

Использованный материал: латекс натурального каучука (может вызвать аллергическую реакцию).

Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые.

Текстурированные, опудренные.

Приемлемый уровень качества (AQL): 1.5.

Цвет: светло-желтый.

Срок годности: 5 лет.