

Перчатки смотровые латексные Mercator Medical Texident PF с внутренним полимерным покрытием

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	270 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием.

Использованный материал: латекс натурального каучука (может вызвать аллергическую реакцию).

Внутреннее покрытие: полиуретан.

Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые.

Текстурированные, неопудренные.

Приемлемый уровень качества (AQL): 1.5.