

Перчатки смотровые латексные OL272 неопудренные

РЗН 2018/6976

перчатки смотровые, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.28 мм, размер XS / S / M /
L / XL, в упаковке 1 пара

ОСНО Медикл ООО, Россия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.28 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	1 пара

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ ZL272. Для выполнения малых операций, работ в амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования.

Характеристики:

- гипоаллергенные;
- манжета с валиком;
- форма перчатки: плоская (на обе руки);

Упаковка:

Каждая пара перчаток упакована в бумажный конверт. Фасовка по 300 пар в транспортной коробке.

Срок годности: 3 года.