

Перчатки смотровые латексные РМУ гладкие опудренные

ФСР 2011/12244

перчатки смотровые, латекс, классические,
стерильные, опудренные, размер S / M / L, в упаковке
500 пар

Русская Медицинская Упаковка ООО, Россия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L
Количество в упаковке	500 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные РМУ опудренные.

Характеристики:

- поверхностьгладкая;
- опудренность: абсорбируемый кукурузный крахмал;
- внутренняя поверхность: пудра;
- стерилизация: оксид этилена;
- цвет: белый;
- срок годности: 3 года;
- условия хранения: при температуре от 0 до 25, относительной влажности не выше 65%;
- коэффициент AQL: 1;
- упаковка: 1 коробка содержит 500 пар, индивидуально упакованных в двойной бумажный конверт.