

ΦСР 2011/12244

перчатки смотровые, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L, в упаковке 500 пар

Русская Медицинская Упаковка ООО, Россия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L
Количество в упаковке	500 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные РМУ неопудренные.

Характеристики:

- текстура на всей поверхности;
- внутренняя поверхность: без покрытия;
- стерилизация: оксид этилена;
- цвет: белый;
- срок годности: 3 года;
- условия хранения: при температуре от 0 до 25, относительной влажности не выше 65%;
- коэффициент AQL: 1;
- упаковка: 1 коробка содержит 500 пар, индивидуально упакованных в двойной бумажный конверт.