

Перчатки смотровые латексные Safe&Care LL221 неопудренные хлорированные

РЗН 2015/3402

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.28 мм, размер XS / S / M /
L / XL, в упаковке 100 шт

Safe&Care, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.28 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные Safe&Care LL221 неопудренные хлорированные. Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение.

Характеристики:

- манжета с валиком;
- форма плоская;
- цвет: желтый/кремовый;
- поверхность гладкая;
- количество в упаковке: 100 шт, транспортная коробка 10 упак = 1000 шт; XL - 900 шт = 10 упаковок по 90 шт;
- срок годности: 5 лет.