

Перчатки смотровые латексные Safe&Care TL100 опудренные

ФСЗ 2009/05130

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, толщина в области
пальца 0.20 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке
100 шт

Safe&Care, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.20 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские смотровые латексные опудренные TL100.

Характеристики:

- манжета: с валиком;
- форма: неанатомическая плоская;
- цвет белый;
- поверхность гладкая;
- герметичность AQL 1.5;
- количество в упаковке: 100 шт, транспортная коробка 10 упак = 1000 шт;
- срок годности: 5 лет.