

Перчатки смотровые латексные Safe&Care TL205 удлиненные

ФСЗ 2009/05130

перчатки смотровые, латекс, с длинной манжетой,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.30 мм, размер XS / S / M /
L / XL, в упаковке 100 шт

Safe&Care, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.30 мм
Длина	300 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные Safe&Care TL205 неопудренные удлиненные. Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение, гинекологическая практика.

Характеристики:

- манжета с валиком;
- форма плоская;
- цвет: желтый;
- поверхность гладкая;
- герметичность AQL 1.5;
- количество в упаковке: 100 шт, транспортная коробка 10 упак = 1000 шт;
- срок годности: 5 лет.