

Перчатки смотровые латексные SF Medical Products
неопудренные

ФСЗ 2010/07717

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.11 мм, размер XS / S / M /
L / XL, в упаковке 50 пар

SF Medical Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.11 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные SF Medical Products неопудренные.

Латексные перчатки СФ Медикал эластичные и плотно облегают руку. Служат для защиты от биологических загрязнений. Натуральный латекс может вызывать аллергические реакции.

Описание продукта:

- для одноразового использования;
- неанатомической формы (прямые пальцы);
- полностью текстурированные;
- наличие валика на манжете;
- AQL 1.5;
- срок годности: 5 лет с даты производства;
- транспортная упаковка по 100, 200 штук;

- групповая упаковка по 12 штук;
- цвета: натуральный белый .