

Перчатки смотровые латексные SF Medical Products опудренные гладкие

ФСЗ 2010/07717

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, опудренные, толщина в области пальца 0.08 мм, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

SF Medical Products GmbH, Германия



Характеристики

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Вид                      | смотровые           |
| Материал                 | латекс              |
| Тип                      | классические        |
| Стерильность             | нестерильные        |
| Наличие пудры            | опудренные          |
| Толщина в области пальца | 0.08 мм             |
| Длина                    | 240 мм              |
| Размеры                  | XS / S / M / L / XL |
| Количество в упаковке    | 50 пар              |

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые латексные SF Medical Products опудренные гладкие.

Латексные перчатки СФ Медикал эластичные и плотно облегают руку. Служат для защиты от биологических загрязнений. Натуральный латекс может вызывать аллергические реакции.

Описание продукта:

- для одноразового использования;
- неанатомической формы (прямые пальцы);
- опудренные с гладкой поверхностью.
- наличие валика на манжете;
- AQL 1.5;
- срок годности: 5 лет с даты производства;
- транспортная упаковка по 100, 200 штук;
- групповая упаковка по 12 штук;
- цвет: натуральный белый.