

Перчатки смотровые латексные SFM гладкие опудренные

РЗН 2018/7679

перчатки смотровые, латекс, классические,  
нестерильные, опудренные, размер S / M / L / XL, в  
упаковке 50 пар



SFM Hospital Products GmbH, Германия

Характеристики

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Вид                   | смотровые      |
| Материал              | латекс         |
| Тип                   | классические   |
| Стерильность          | нестерильные   |
| Наличие пудры         | опудренные     |
| Длина манжеты         | 240 мм         |
| Размеры               | S / M / L / XL |
| Количество в упаковке | 50 пар         |

Дополнительные характеристики

**Перчатки латексные смотровые нестерильные опудренные** созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского осмотра.

Характеристики:

- цвет: бежевый, зеленый (с запахом мяты);
- неанатомические (без разделения на правую и левую руки);
- манжета: с валиком
- хлоринация: одинарная;
- срок годности: 5 лет.