

Перчатки смотровые латексные SFM текстурированные неопудренные

РЗН 2018/7679

перчатки смотровые, латекс, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар



SFM Hospital Products GmbH, Германия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	250 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки латексные стоматологические нестерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского осмотра и осмотра в стоматологическом кабинете. Валик на перчатках хорошо удерживается на руке и обеспечивает комфортную естественную посадку. Перчатки латексные диагностические нестерильные неопудренные подходят только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: желтый;
- назначение: смотровые стоматологические\диагностические;
- неанатомические (без разделения на правую и левую руки);
- манжета: с валиком
- хлоринация: двойная;
- длина манжеты: 240 мм - 250 мм;
- толщина: - 0.10-0.18 мм;
- срок годности: 5 лет.