

Перчатки смотровые латексные TOP GLOVE неопудренные

ФСЗ 2008/02715

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L, в упаковке 50 пар

TG Medical Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки одноразовые латексные неопудренные TOP GLOVES - предназначены для использования в качестве средства индивидуальной защиты рук. Для профилактики контактного дерматита изготовлены без опудривания и добавления красителей.

Особенности:

- одинарная толщина (в области пальцев) составляет 0.16 мм, что обеспечивает высокую механическую прочность и тактильную чувствительность;
- текстурированы по всей наружной поверхности для лучшего захвата инструментов;
- перчатки прошли двойную хлоринацию.