

Перчатки смотровые латексные TOP GLOVE опудренные

ФСЗ 2008/02715

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L, в упаковке 100 шт



TG Medical Sdn. Bhd., Малайзия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Универсальная форма, без разделения на правую и левую руку.