

Перчатки смотровые латексные Safe&Care TL 202 двухкратного хлорирования

ФСЗ 2009/05130

перчатки смотровые, латекс, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.14 мм, размер XS / S / M /
L / XL, в упаковке 50 пар

Safe&Care, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.14 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки латексные неопудренные двухкратного хлорирования TL 202 Safe&Care.

Характеристики:

- манжета: с валиком;
- форма: неанатомическая;
- герметичность AQL 1.5;
- количество в упаковке: 50 пар, транспортная коробка 10 упак;
- срок годности: 5 лет.