

Перчатки смотровые неопреновые SFM 28 см неопудренные

ФСЗ 2010/07368

перчатки смотровые, неопрен, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер S / M / L, в упаковке 50 пар



SFM Hospital Products GmbH, Германия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	неопрен
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	280 мм
Размеры	S / M / L
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки неопреновые смотровые 28 см нестерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского обследования. Перчатки синтетические смотровые нестерильные неопудренные не разделяются на левую и правую. Перчатки смотровые не обработаны тальком во избежание аллергических реакций. Перчатки изготовлены с текстурированной поверхностью по всей площади, чтобы избежать скольжения.

Характеристики:

- цвет: зеленый;
- количество в упаковке: 50 пар в упаковке, 500 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.