

Перчатки смотровые нитриловые BENOXY Nitrile Chlorinated с удлинённой манжетой

ФСЗ 2012/12488

перчатки смотровые, нитрил, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

BENOXY company, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные BENOXY нитриловые неопудренные, текстурированные. Предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей, используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений.

Цвет: голубой.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.