

Перчатки смотровые нитриловые BENOBY Nitrile MultiColor

РЗН 2017/5747

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

BENOBY company, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные BENOBY Nitrile MultiColor
нитриловые неопудренные. Предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей, используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений.

Перчатки текстурированы на пальцах, что обеспечивает надежный захват инструмента. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Форма перчатки - плоская, без деления на правую и левую руку. Манжета закатана в венчик. Валик скручен вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки.

Цвет: перламутрово-розовый, розовый, зеленый, черный, белый, красный, сиреневый;
Срок годности: 5 лет с даты изготовления.