

Перчатки смотровые нитриловые BLOSSOM Lilac

ФСЗ 2009/05620

перчатки смотровые, нитрил, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

BLOSSOM, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Медицинские нитриловые перчатки Blossom изготовлены из полностью гипоаллергенного материала (**нитрила**). Широко применяются для диагностики и осмотра пациентов медицинских учреждений. Например, для проверки зубов стоматологом и проведения бескровных процедур зубным врачом; для обследования глаз и различных лабораторных исследований.

Характеристики:

- цвет: лиловый;
- не содержит натурального белка латекса;
- исключен риск аллергических реакций типа I и IV;
- максимально тактильная чувствительность;
- защита кожных покровов;
- комфортны в применении.