

Перчатки смотровые нитриловые BLOSSOM с системой C.O.A.T.S.

ФСЗ 2009/05620

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер S / M / L / XL, в упаковке 200 шт

BLOSSOM, Малайзия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	200 шт

Дополнительные характеристики

Медицинские антиаллергенные нитриловые перчатки Blossom с системой коллоидных хлопьев C.O.A.T.S в составе внутреннего покрытия. В основе - активное вещество полисахарид β -глюкан, благодаря свойствам которого получается хорошо защищать кожу рук, сохранять ее естественную влажность, активизировать в ее клетках регенеративные процессы. Поверхностная микротекстура обеспечивает врачу крепкий захват медицинских инструментов во время работы. Востребованы в области эндоскопии, интенсивной терапии, стоматологии, лабораторных исследованиях, диагностике.

Характеристики:

- цвет: темно-серый (антибликовый);
- наличие физического барьера между поверхностью перчатки и кожей;
- уменьшение прямого раздражения и уровень покраснения;
- поглотение воды и соли;
- восстановление баланса pH кожи, ее естественное увлажнение;
- снижение риска появления различных морщин;
- крепкое удерживание инструмента благодаря текстурированной поверхности пальцев перчатки;
- легкие в надевании.