

Перчатки смотровые нитриловые Mercator Medical Nitrylex PF PROTECT

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, нитрил, классические, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 100 пар

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	100 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Nitrylex PF PROTECT нитриловые неопудренные.

Использованный материал: нитрильный латекс.

Цвет: голубой.

Срок годности: 5 лет.

Форма: неанатомическая.

Прочность: повышенная.