

Перчатки смотровые нитриловые Mercator Medical Nitrylex PF

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, размер XS / S / M / L /
XL



Mercator Medical, Тайланд

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Размеры	XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Nitrylex PF нитриловые неопудренные.

- Описание:
- использованный материал: нитрильный латекс;
 - соответствие ГОСТ Р 52239-2004;
 - перчатки обладают устойчивостью к вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 и к цитостатикам согласно ASTM-D 6978;
 - информация по устойчивости указана на упаковке;
 - цвета: белый, черный, розовый.