

Перчатки смотровые нитриловые Nulife FeelProtect

ФСЗ 2010/07815

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.05 мм, размер S / M / L /
XL, в упаковке 300 шт

MRK HEALTHCARE, Индия



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.05 мм
Длина	230 мм
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	300 шт

Дополнительные характеристики

Нитриловые диагностические неопудренные нестерильные перчатки с силиконовым покрытием Nulife FeelProtect.

Характеристики:

- цвет: фиолетовый;
- обработаны силиконом для удобства надевания и работы в сухой и влажной среде, устойчивости к химикатам и дезинфектантам;
- тонкие и прочные, обеспечивают высокую тактильную чувствительность;
- срок годности: 5 лет со дня изготовления;
- условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.