

Перчатки смотровые нитриловые SF Medical Products

ФСЗ 2010/07717

перчатки смотровые, нитрил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.05 мм, размер XS / S / M /
L / XL / XXL, в упаковке 50 пар



SF Medical Products GmbH, Германия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.05 мм
Длина	240 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL / XXL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые нитриловые SF Medical Products

Нитрильный латекс обладает высоким уровнем прочности, в том числе на прокол, в отличие от других материалов, устойчив к химическим средам. Перчатки из нитрила могут быть отличной альтернативой для людей, имеющих аллергию на натуральный латекс.

Описание продукта:

- для одноразового использования;
- неанатомической формы (прямые пальцы);
- наличие валика на манжете;
- AQL 1.5;
- срок годности: 5 лет с даты производства;
- транспортная упаковка по 100, 200 штук;
- групповая упаковка по 12 штук;
- цвета: синий, черный, белый, фиолетовый, васильковый