

Перчатки хирургические нитриловые SFM с индикацией прокола (2 пары в 1 конверте)

ФСЗ 2010/07368

перчатки хирургические, нитрил, повышенной прочности / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.26 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	нитрил
Тип	повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	2 пары в 1 конверте
Толщина в области пальца	0.26 мм
Длина манжеты	350 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

Дополнительные характеристики

Перчатки стерильные нитриловые с индикацией прокола предназначены для работ в медицинских целях, операции с повышенным риском механических повреждений и операции с повышенным риском инфицирования. Перчатки стерильные нитриловые с индикацией прокола рекомендовано использовать при операциях, исследованиях биологического материала, при вакцинации. Перчатки стерильные с индикацией прокола подходят только для одноразового использования.

Все перчатки стерильные, неопудренные, анатомической формы, текстурированные по всей поверхности
Материал изготовления:

1 пара - хирургический нитрил (белого цвета).

1 пара - смотровой удлинённый нитрил (фиолетового цвета).

Количество в упаковке: 2 пары в герметичном пакете, 200 пар в транспортной упаковке.