

Перчатки смотровые виниловые Mercator Medical Vinylex PF
бесцветные

ФСЗ 2012/13339

перчатки смотровые, винил, классические,
нестерильные, неопудренные, текстурированные,
размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Mercator Medical, Тайланд



Характеристики

Вид	смотровые
Материал	винил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные.

Использованный материал: раствор термозластопласта поливинилхлорида,

Внутренний слой: полиуретан.

Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые.

Текстурированные, неопудренные.

Приемлемый уровень качества (AQL): 1.5.